

АППАРАТ ДЛЯ КВЧ ТЕРАПИИ С ВЫНОСНОЙ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ «ПОРТ- 56/76 - ЭЛМ»



Прибор разработан для высокоэффективной немедикаментозной терапии широкого круга заболеваний внутренних органов, которые сопровождаются метаболическими и микроциркуляторными нарушениями (сахарный диабет, хронический гломерулонефрит и пиелонефрит, бронхиальная астма, заболевания желудочно-кишечного тракта).

Метод лечения основан на стимуляции иммунной системы организма при воздействии низкоинтенсивным электромагнитным излучением миллиметрового диапазона

Прибор *ПОРТ-56/76-ЭЛМ* является первым в мировой практике прибором, который позволяет объективно и быстро определить индивидуальные оптимальные частоты для проведения микроволновой резонансной терапии (МРТ). Прибор является продуктом многолетнего опыта разработки и применения СВЧ и КВЧ электроники в Восточной и Западной медицине.

ООО «ЭЛМ» Н.Новгород, Ларина 7, тел/факс 8312-759-731, тел.
8312 66-85-11 e-mail: elmnn@rol.ru


ПОРТ-56/76-ЭЛМ является первым прибором МРТ-терапии, который позволяет контролировать изменение оптимальных резонансных частот и осуществлять их коррекцию во время лечебной процедуры. Прибор укомплектован набором сменных насадок-излучателей для внутрисполостного (ректальные, вагинальные, ЛОР) и физиотерапевтического воздействия, для воздействия на зоны Захарьина-Геда, крупные суставы, болевые зоны и точки, точки Су-Джок терапии.

ПОРТ-56/76-ЭЛМ имеет несколько рабочих режимов, которые позволяют реализовать все имеющиеся методики МРТ-терапии:

- Когерентный
- Шумовой
- Режим селективных частот

Диапазон рабочих частот, ГГц.....50-80
Плавная перестройка частоты в полосе не менее 20 ГГц в этом диапазоне

Методика определения резонансных частот в инвазивном режиме позволяет определять индивидуальные резонансные частоты организма в КВЧ диапазоне.



Прибор снабжен детальной медицинской документацией.

ООО «ЭЛМ» Н.Новгород, Ларина 7, тел/факс 8312-759-731, тел. 8312 66-85-11 e-mail: elmnn@rol.ru